

## SmartAmp 2019 新型コロナウイルス検出試薬リアルタイム PCR 装置、消耗品一覧

### 使用可能なリアルタイム PCR 装置と PCR プレーートの組み合わせ

リアルタイム PCR 機種	プレート名	メーカー	型番
CFX96	Hard-Shell PCR Plates 96well,White	Bio-Rad	HSP9655
	Multiplate PCR プレート,White	Bio-Rad	MLL9651
	8-tube strip,0.2mL white/Optical flat8cap-strip	Bio-Rad	TLS0851/TCS0803
	Hard-Shell 96-Well PCR Plates,Clear	Bio-Rad	HSP9601
	PCR Plate, 96-well, low profile, non-skirted	Thermo	AB-700w
	0.2mL Low Profile Thin-walled 8 Tube&Ultra Clear Cap Strips	Thermo	AB-1771
StepOnePlus	Thermo Scientific™ ABgene™ Thermo-Fast™ 96 PCR Detection Plate MKIII	Thermo	AB-1900/w
	ultraAmp PCR plate 96 well 96WellFastPlate ナチュラル	ソレンソン	38800
Quant Studio 5	SuperPlate PCR Plate, 96-well, semi-skirted, white	Thermo	AB-1400/w
	SuperPlate PCR Plate, 96-well, semi-skirted, white	Thermo	AB-2400/w
Mx3000	PCR Plate, 96-well, non-skirted	Thermo	AB-0600
LightCycler96	LightCycler480MultiwellPlate96white	Roche	4729692001
	LightCycler480MultiwellPlate96 Clear	Roche	5102413001
LightCycler480	LightCycler480MultiwellPlate96white	Roche	4729692001
	LightCycler480MultiwellPlate96 Clear	Roche	5102413001
ABI7500	PCR Plate, 96-well, semi-skirted, flat deck	Thermo	AB-1400/w

※リアルタイム PCR 装置および PCR プレーートの組み合わせにより偽陽性が発生することがあります。

上記の機種と PCR プレーートの組み合わせ以外でのご使用はお控えください。